

ELETTRODI A PONTE

riusabili

Rilevazione di segnali bioelettrici durante esami neurofisiologici (EEG)

Gli elettrodi a ponte BIONEN assicurano la migliore registrazione dell'EEG grazie ai materiali di alta qualità e al loro design.

Il ponticello è realizzato in materiale plastico anallergico e con un design per massimizzare la stabilità dell'elettrodo durante la registrazione tramite la cuffia in silicone.

L'elettrodo, in Argento 925 clorurato, rivestito in cotone permette l'acquisizione di un ottimo segnale EEG.

Il connettore dell'elettrodo è disponibile sia di lunghezza fissa, sia variabile con sistema a vite ed è possibile connetterlo con cavi con aggancio a coccodrillo che con plug a molla.

Disponibile nella versione adulto e pediatrico.

Sono disponibili accessori per cambiare il rivestimento in cotone in caso di usura.

KEY BENEFIT

- Elevato comfort per il paziente.
- Elettrodo in Ag 925 clorurato.
- Disponibile in taglia adulto e pediatrico.
- Disponibile con connettore fisso o a vite.
- Possibilità di collegarlo con cavi con connettore a coccodrillo o a molla.
- Venduto in scatole da 10 elettrodi.



SPECIFICHE

ELETTRODO	
Sterilizzazione	Non sterile
Shelflife	5 anni (60 mesi)
Controindicazioni e interazioni	Nessuna
Eventuale tossicità dichiarata	Nessuna. LATEX FREE - FTALATI FREE

REGOLAMENTAZIONE	
Classificazione EMDN	N01010299
UDI di base	803331512SURFAX
RDM	2560594
Classe di rischio	CE - classe I
Paese di origine	Italia
Conforme al Regolamento	MDR (UE) 2017/745 Allegato I
Prodotto secondo le procedure del SAQ BIONEN	ISO 13485:2016

NOTA: Le modalità di lavaggio, disinfezione, manipolazione e conservazione del dispositivo sono indicate nel manuale d'uso (IFU).

MATERIALI

ELETTRODO	
Elettrodo	Ag/AgCl
Ponticello	NA 66
Cover	Cotone
O'ring	Gomma nitrilica

CONFEZIONAMENTO	
Scatola	Cartone / 10 elettrodi per scatola

CONFIGURAZIONI DISPONIBILI – 0001.XXX – 0002.XXX

REF.	MATERIALE SENSORE	ATTACCO	MISURE	QT./BOX
0002.001	Ag/AgCl	FMM D=2mm	Adulto	10
0002.002	Ag/AgCl	FMM D=2mm	Pediatrico	10
0002.003	Ag/AgCl	MCH D=2mm	Adulto	10
0002.006	Ag/AgCl	FMM D=2mm Regolabile a vite	Adulto	10
0002.005	Ag/AgCl	FMM D=2mm Regolabile a vite	Pediatrico	10



ACCESSORI PER ELETTRODI A PONTE CONFIGURAZIONI DISPONIBILI – 0003.XXX

REF.	TIPO	MISURA	QT./BOX
0003.001	O'Ring - Cover	Adulto	25 O'ring +50 covers
0003.002	O'Ring - Cover	Pediatrico	25 O'ring +50 covers
0003.011	O'Ring	Adulto	25 O'ring
0003.021	O'Ring	Adulto - Pediatrico	50 covers

