

# ELETTRODI AD ANELLO

## riusabili

### Stimolazione e/o rilevazione dei segnali biologici in esami neurofisiologici (EMG/ENG/EP)


Gli Elettrodi ad Anello Bionen sono costruiti in acciaio INOX e compatibili con tutti i sistemi per elettroencefalografia in commercio.

L'anello è facilmente regolabile, garantendo comfort per il paziente e facilità di utilizzo.

Sono disponibili in versione adulta e pediatrica e con anello elastico e anelastico.

### KEY BENEFIT

- Anello in acciaio INOX elastico e non elastico
- Cavo lunghezza 150cm; altre lunghezze disponibili su richiesta.
- Cavo schermato.
- Connettore lato amplificatore disponibile sia con DIN 5 Poli e TP FMM D=1,5mm.
- Anello facilmente regolabile per adattarsi alla dimensione del dito del paziente.
- Disponibili in misura adulta e pediatrica.



## SPECIFICHE

STIMOLATORE	
Sterilizzazione	Non sterile
Shelflife	5 anni (60 mesi)
Controindicazioni e interazioni	Nessuna
Eventuale tossicità dichiarata	Nessuna LATEX FREE - FTALATI FREE
REGOLAMENTAZIONE	
Classificazione EMDN	N010180
UDI di base	8033315120038S6
RDM	2560626
Classe di rischio	CE - classe I
Paese di origine	Italia
Conforme al Regolamento	MDR (UE) 2017/745 Allegato I
Prodotto secondo le procedure del SAQ BIONEN	ISO 13485:2016

NOTA: Le modalità di lavaggio, disinfezione, manipolazione e conservazione del dispositivo sono indicate nel manuale d'uso (IFU).

## MATERIALI

STIMOLATORE	
Anello	Isolante: Polipropilene Conduttore: INOX
Cavo monopolare	Isolante: Poliuretano Conduttore: Tinsel cord argentato
Cavo bipolare	Isolante: PVC Conduttore: Rame stagnato
CONFEZIONAMENTO	
Scatola	Cartone/ 1 coppia di stimolatori per scatola

## CONFIGURAZIONI DISPONIBILI – 0036.XXX

REF.	RING	Ø MOLLA	CONNETTORE	L. CAVO	MISURA
0036.001	Elastici	2,5mm	DIN 3 pin	150cm	Adulto
0036.002	Elastici	2,5mm	2 TP FMM D=1,5mm	150cm	Adulto
0036.003	Non elastici	2,5mm	TP FMM D=1,5mm	150cm	Adulto
0036.101	Elastici	2,5mm	DIN 5 pin	150cm	Adulto
0036.112	Elastici	2,5mm	Microconnettore coassiale	20cm	Adulto
0036.201	Non elastici	1mm	DIN 5 pin	150cm	Pediatrico
0036.202	Non elastici	1mm	Microconnettore a chiave	150cm	Pediatrico
0036.203	Non elastici	1mm	DIN 5 pin	150cm	Pediatrico

