

MANIPOLI DI STIMOLAZIONE

riusabili

Stimolazione dei segnali biologici in esami neurofisiologici (EMG/ENG/EP)

Bionen offre una serie di stimolatori riusabili con manipolo per stimolare superficialmente un nervo durante gli esami.

Sono disponibili stimolatori monopolari e bipolari e per pazienti adulti e pediatrici.

Gli stimolatori hanno cavo lungo 150 cm e sono compatibili con tutti i sistemi per elettroencefalografia disponibili sul mercato

KEY BENEFIT

- Disponibili stimolatori bipolari e monopolari
- Disponibili per pazienti adulti e pediatrici.
- Cavo lungo 150 cm; altre lunghezze del cavo disponibili su richiesta.
- Cavo schermato.
- Connettore lato amplificatore disponibile sia con DIN 5 poli, DIN 3 poli, connettore bipolare a chiave e TP FMM D=1,5 mm.



SPECIFICHE

STIMOLATORE	
Sterilizzazione	Non sterile
Shelflife	5 anni (60 mesi)
Controindicazioni e interazioni	Nessuna
Eventuale tossicità dichiarata	Nessuna LATEX FREE - FTALATI FREE

REGOLAMENTAZIONE	
Classificazione EMDN	N010180
UDI di base	8033315120038S6
RDM	2560994
Classe di rischio	CE - classe I
Paese di origine	Italia
Conforme al Regolamento	MDR (UE) 2017/745 Allegato I
Prodotto secondo le procedure del SAQ BIONEN	ISO 13485:2016

NOTA: Le modalità di lavaggio, disinfezione, manipolazione e conservazione del dispositivo sono indicate nel manuale d'uso (IFU).

MATERIALI

MANIPOLO	
Ponte stimolatore	Puntali: Ottone nichelato, INOX AISI 304 / Impugnatura: ABS, Delrin
Cavo bipolare	Isolante: PVC/ Conduttore: Rame stagnato
Cavo monopolare	Isolante: Poliuretano / Conduttore: Tinsel cord argentato
Puntale	INOX AISI 304

CONFEZIONAMENTO	
Scatola	Cartone/ 1 stimolatore per scatola

CONFIGURAZIONI DISPONIBILI - 0039.XXX

REF.	MANIPOLO	DISTANZA Elettrodi	CONNETTORE	L. CAVO	MISURA
0039.000	Bipolare	24 mm	5 pole DIN	150cm	Adulto
0039.001	Bipolare	24 mm	3 pole DIN	150cm	Adulto
0039.002	Bipolare	24 mm	3 x TP FMM D=1,5mm	150cm	Adulto
0039.000-P	Bipolare	4 mm	5 pole DIN	150cm	Pediatrico
0039.001-P	Bipolare	4 mm	3 pole DIN	150cm	Pediatrico
0039.002-P	Bipolare	4 mm	TP FMM D=1,5mm	150cm	Pediatrico
0039-201	Monopolare	-	TP FMM D=1,5mm puntale D=5mm	150cm	Adulto
0039-202	Monopolare	-	TP FMM D=1,5mm puntale D=2mm	150cm	Adulto

